

- I** Foglio istruzioni - **Stop di profondità frese cilindriche**
- GB** Information leaflet - **Cylindrical drill depth stops**
- D** Gebrauchsanweisung - **Tiefenschlag zylindrische fräsen**
- E** Hoja de instrucciones - **Indicadores de profundidad para fresas cilíndricas**
- CZ** Návod k použití - **Indicadores de profundidad para fresas cilíndricas**

RIUTILIZZABILE


 Riutilizzabile
 Reusable
 Wiederverwendbar
 Reutilizable
 Možnost opakovaného použití

 Attenzione, vedere le istruzioni per l'uso
 Warning, see instructions for use
 Achtung: Gebrauchsanweisung beachten
 Atención, ver las instrucciones de uso
 Pozor! Čtěte pozorně návod k použití!


 Non utilizzare se confezionamento danneggiato
 Do not use if damaged packaging
 Bitte nicht verwenden, falls die Verpackung beschädigt oder geöffnet ist
 No utilizar en caso de embalaje dañado o abierto
 Nepoužívejte v případě poškozeného nebo otevřeného obalu

Fresa cilindrica
inox


Diametro (Ø) mm	2.0	2.3	2.8	3.1	3.25
REF	DRP200	DRP230	DRP280	DRP310	DRP325


Stop
Ti5


Diametro (Ø) mm	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5
Lunghezza impianto (L) mm	6	7	8	10	11,5	13	16
REF	STC2506	STC2507	STC2508	STC2510	STC2511	STC2513	STC2516


Fresa cilindrica
inox


Diametro (Ø) mm	4.85	5.0
REF	DRP485	DRP500

Stop
Ti5


Diametro (Ø) mm	7	7	7	7	7
Lunghezza impianto (L) mm	6	7	8	10	11,5
REF	STC5006	STC5007	STC5008	STC5010	STC5011

Fresa cilindrica
inox


Diametro (Ø) mm	3.6	3.75	4.1	4.25	4.5
REF	DRP360	DRP375	DRP410	DRP425	DRP450

Stop
Ti5


Diametro (Ø) mm	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5
Lunghezza impianto (L) mm	6	7	8	10	11,5	13	16
REF	STC3406	STC3407	STC3408	STC3410	STC3411	STC3413	STC3416

Countersink
inox


Diametro (Ø) mm	4.25	4.75	5.5
REF	CTK425	CTK475	CTK550

Stop
Ti5


Diametro (Ø) mm	6	6.5	8
REF	SCTK425	SCTK475	SCTK550

Italiano
INDICAZIONI D'USO

Gli stop di profondità per frese cilindriche garantiscono al clinico un maggior controllo durante le procedure di foratura dell'osso, anche in condizione di scarsa visibilità del campo operatorio. Gli stop di profondità con Ø4.5 sono destinati ad essere utilizzati con frese REF. DRP200 - DRP230 - DRP280 - DRP310 - DRP325. Gli stop di profondità con Ø5.5 sono destinati ad essere utilizzati con frese REF. DRP360 - DRP375 - DRP410 - DRP425 - DRP450. Gli stop di profondità con Ø7.0 sono destinati ad essere utilizzati con frese REF. DRP485 - DRP500. Gli stop di profondità SCTL sono destinati ad essere utilizzati con frese REF. CTK425 - CTK475 - CTK550. Su tutti gli stop di profondità sono marcati i diametri delle frese e la lunghezza dell'impianto da inserire.

English
INDICATIONS FOR USE

Depth stops for cylindrical drills provide the clinician greater control during bone drilling procedures, even in conditions of poor visibility of the operating field. Depth stops with Ø4.5 are designed to be used with drills code DRP200 - DRP230 - DRP280 - DRP310 - DRP325. Depth stops with Ø5.5 are designed to be used with drills code DRP360 - DRP375 - DRP410 - DRP425 - DRP450. Depth stops with Ø7.0 are designed to be used with drills code DRP485 - DRP500. Depth stops with SCTL are designed to be used with drills code CTK425 - CTK475 - CTK550. The diameters of the drills and the length of the implant to be inserted are marked on all depth stops.

Deutsch
HINWEISE

Die Tiefenschläge für zylindrische Fräsen gewährleisten dem Kliniker eine erhöhte Kontrolle während des Bohrvorgangs des Knochens, auch im Falle von eingeschränkter Sicht des Operationsfeldes. Die Tiefenschläge mit Ø4.5 dienen zur Anwendung mit Fräsen der Kodierung DRP200 - DRP230 - DRP280 - DRP310 - DRP325. Die Tiefenschläge mit Ø5.5 dienen zur Anwendung mit Fräsen der Kodierung DRP360 - DRP375 - DRP410 - DRP425 - DRP450. Die Tiefenschläge mit Ø7.0 dienen zur Anwendung mit Fräsen der Kodierung DRP485 - DRP500. Die Tiefenschläge mit SCTL dienen zur Anwendung mit Fräsen der Kodierung CTK425 - CTK475 - CTK550. Auf allen Tiefenschlägen sind die Durchmesser der Fräsen, sowie die Länge des einzuführenden Implantates angegeben.

Español
INDICACIONES

Los indicadores de profundidad para fresas cilíndricas garantizan al clínico un mayor control durante los procedimientos de perforación del hueso, incluso en condiciones de escasa visibilidad del campo operatorio. Los indicadores de profundidad con Ø4.5 están destinados a ser utilizados con fresas código DRP200 - DRP230 - DRP280 - DRP310 - DRP325. Los indicadores de profundidad con Ø5.5 están destinados a ser utilizados con fresas código DRP360 - DRP375 - DRP410 - DRP425 - DRP450. Los indicadores de profundidad con Ø7.0 están destinados a ser utilizados con fresas código DRP485 - DRP500. Los indicadores de profundidad SCTL están destinados a ser utilizados con fresas código CTK425 - CTK475 - CTK550. En todos los indicadores de profundidad están marcados los diámetros de las fresas y la longitud del implante a colocar.

Česky
INDIKACE

Stopky hloubky pro frézy zajistí lepší kontrolu, při vrtání chirurgického otvoru pro implantát, i v případě špatné viditelnosti v oblasti zákroku. Stopky hloubky s Ø4.5 jsou určeny pro použití s frézami kódy DRP200 - DRP230 - DRP280 - DRP310 - DRP325 - DRP450. Stopky hloubky s Ø5.5 jsou určeny pro použití s frézami kódy DRP360 - DRP375 - DRP410 - DRP425. Stopky hloubky s Ø7.0 jsou určeny pro použití s frézami kódy DRP485 - DRP500. Stopky hloubky s SCTL jsou určeny pro použití s frézami kódy CTK425 - CTK475 - CTK550. Na stopkách hloubky jsou označeny průměry fréz a délka implantátu.

